

## Harvard Bite

### Vinilpolisziloxán alapú harapásregisztráló anyag, vaníliaaromával

A **Harvard Bite** egy nagyon erős harapásregisztráló anyag vaníliaaromával a gyors és pontos harapáslenyomat-rögzítéshez. A harapásregisztráló anyag addíciós térhálós vinilszilikon alapú. Az önkeveredő automix-kartusból közvetlenül és buborékmentesen lehet a terméket a fogra applikálni. A Harvard Bite egy permetezhető anyag harapás regisztrálásához, amely a harapás végső beállításánál is alkalmazható. Akár kulcsanyagként is használható, pl. intraorális harapásrögzítőhöz. Továbbá a Harvard Bite a harapásvilla-technikához is használható. A Harvard Bite a kiváló végső keménysége miatt nagyon könnyen frézeltető, és nem törékeny.

A Harvard Bite tixotróp tulajdonságainak és az azzal szorosan összefüggő stabilitásának köszönhetően nem folyik be az interdentalis területekre, és egyszerűvé teszi a szájból való kivételt.

#### Indikációk

Harapáshelyzetek regisztrálására alkalmas anyag

#### Ellenjavallatok/Mellékhatások

Nem ismert.

#### Feldolgozás

##### 1. Kartus előkészítése

A Harvard Dental International GmbH a Harvard Bite-ot kizárólag a Harvard Auto 1:1 O-Green típusú keverőkanül használatával javasolja.

Tegye a kartust a kinyomó eszközbe, és távolítsa el a zárókupakot. Ahhoz, hogy az automix-kartusban egyensúlyban legyen a bázis- és katalizátorpaszta, az első használat előtt nyomjon ki egy kis mennyiségű pasztát a keverőblokkra, és dobja ki. Tegyen fel egy keverőkanült, és rögzítse azt 90°-ban történő oldalirányú elcsavarással. Az anyag ezután közvetlenül felhasználható.

##### Megjegyzés:

A használt keverőkanül a következő applikációig zárókupakként szolgál. A kartust nem szabad újra az eredeti kupakkal ellátni, mivel a kölcsönös kontamináció, és ezáltal a nem szándékos részbeni kikeményedés nem zárható ki.

##### 2. Feldolgozási idő:

Feldolgozási idő 23°C-on: 20 mp.

Ajánlott szájbán maradási idő: 45 mp.

##### 3. Harapásregisztráció:

Az automatikusan összekeveredett anyagot közvetlenül a rögzítendő okluzális felületre kell applikálni.

20 mp után (feldolgozási ill. felhasználási idő 23°C-on) le kell zárni a harapást. 45 mp után az anyag kikeményedik a szájbán, és a regisztrátumot ki lehet venni.

**Megjegyzés:** ne használjon latex-kesztyűt, mivel az kontamináció akadályozhatja a polivinil kötési reakcióját. A preparált fogat nem szabad latex-kesztyűvel megérinteni.

##### 4. Artikulátor

A Harvard Bite exakt kontrollt tesz lehetővé a gipszmodell rögzítésekor az artikulátorban. A Harvard Bite-ból készült regisztrátumot hónapokig lehet tárolni anélkül, hogy összezsugorodna.

**Tárolás**

Ne tárolja 25°C (78°F) felett!

**Garancia**

A Harvard Dental International GmbH garantálja, hogy ez a termék anyaghibáktól és gyártási hibáktól mentes. A Harvard Dental International nem vállal további felelősséget, illetve garanciát az eladhatóságra és az adott célra történő felhasználhatóságra. A felhasználó felelős a termék alkalmazásáért és rendeltetésszerű használatáért. Ha a garanciaidőn belül károsodás tapasztalható a terméken, a Harvard Dental International a termék javításában vagy cseréjében az Ön egyszeri igénye és a Harvard Dental International egyszeri felelőssége áll fenn.

**Felelősségkorlátozás**

A felelősség alóli mentesítés törvényi keretein belül a Harvard Dental International GmbH semmilyen felelősséget nem vállal a termék által okozott károkért vagy károsodásokért, irreleváns, hogy közvetlen, közvetett, rendkívüli, kísérő- vagy követő kárról van szó, függetlenül a jogalaptól, beleértve a garanciát, szerződést, gondatlanságot vagy szándékosságot.

**Kizárólag fogorvosi használatra!****Gyermekektől elzárva tartandó!**

A használati útmutatót a felhasználás időtartama alatt őrizze meg!

Cikkszám 7083700	Harvard Bita 2 × 50 ml Automix-kartus, szín: sárga, vaníliaaroma, 12 db keverőkanülel
Cikkszám 7096000	Harvard Auto 1:1 O-Green, Utántöltő tasak, 50 db